

Tensiómetro de Pared

big ben®, Marca RIESTER, Origen: Alemania

\$ 2654
+ IVA

Precio Distribuidor



Riester



Detalle del Producto - COD. 1459

- Escala de gran tamaño con Ø 147mm (5,8 pulgadas) o 145mm (5,7 pulgadas) y excelente contraste para la mejor lectura de la escala.
- Compartimento amplio en el lado trasero para tubos y brazaletes.
- Tubo en espiral extensible hasta 3m (118,1 pulgadas).
- Válvula de purga sin desgaste y ajuste fino.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio de larga duración y que soporta presiones de hasta un máximo de 600mmHg.
- Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición.
- No requiere fijación del punto cero.
- Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg.
- Validado por BHS (Sociedad Británica de Hipertensión).



Modelo de pared:

- Se puede girar horizontalmente a ambos lados hasta 65°.
- Soporte firme de fibra de vidrio para garantizar mayor firmeza (comparable al acero).



Fácil transformación a la versión de barra

www.proveeduriamedica.com.ar

Contacto

México 3100 - C.A.B.A. - CP C1223ABL -
Buenos Aires, Argentina
Tel : (54-11) 4932 3000 Fax: (54-11) 4931-6600
E-Mail: ventas-pmedica@pemint.com


proveeduría
medica

