



## MTS 2/4 Agitador digital de microtitulación

/// Hoja de Datos

Agitador especial para agitar dos o cuatro placas de microtitulación.

- Regulación electrónica de la velocidad
- Temporizador digital
- Señal acústica una vez transcurrido el tiempo ajustado
- Plataforma (sin placas de microtitulación)



designed for scientists

## Información Técnica

Tipo de movimiento	circular
Diámetro orbital [mm]	3
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) [kg]	1
Potencia del consumo del motor [W]	35
Potencia del suministro del motor [W]	13.2
Tiempo permitido encendido [%]	100
Velocidad min. (ajustable) [rpm]	50
Rango de velocidad [rpm]	0 - 1100
Indicador de velocidad	escala
Contador de tiempo	sí
Indicador del contador del tiempo	7 segmento LED
Rango del ajuste del tiempo [min]	1 - 99
Modo de operación	contador de tiempo y operación continua
Trabajando con las placas de microtitulación	sí
Número de placas de microtitulación	2 ó 4
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	185 x 105 x 320
Peso [kg]	3.216
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45