

Pipetas Electrónicas

¿Por qué usar pipetas electrónicas?

Permite un pipeteo rápido, preciso y cómodo. Tiene un diseño ergonómico y es fácil de usar en los laboratorios.

Pipetas Electrónicas

- Amplia gama de protocolos de manejo de líquidos con fácil programación
- Motor-drive con control de errores incorporado mejora la precisión de pipeteado y proporciona resultados más confiables
- Una batería de iones de litio eficiente ofrece tiempo de funcionamiento largo en cada carga
- 3 velocidades para aspiración y dispensación
- Dos métodos de carga: a través del soporte o carga directa
- Parte baja autoclavable

Channels	Volume Range uL	Increment uL	Test Volume	Inaccuracy		Imprecision	
			uL	uL	%	s.d.*uL	CV%*
1	100 - 1000 uL	5 uL	1000	± 6.0	± 6.0	2.0	0.2
			100	± 3.0	± 3.0	0.6	0.6

Ventajas para el usuario

- Mejor que una pipeta manual
- Alta precisión
- Se puede utilizar como una pipeta manual
- Menos fatiga
- Uso pragmático



Alta precisión
Menos fatiga
Mejor que una pipeta manual

