

Hermann

Laboratory Products



➤ Your professional manufacturing supplier
of Laboratory Products

- MAGNETIC HOTPLATE STIRRERS
- OVERHEAD STIRRERS
- VORTEX MIXERS
- ROTATORS
- TUBE ROLLER
- SHAKERS
- HOMOGENIZERS

» Rotators |

This rotators give an effective mixing of biological samples held in 1.5mL to 50mL micro tubes. Hermann rotators are used in a variety of applications including immune precipitations, prevention of blood coagulation and latex diagnostics.

Estos rotadores dan una mezcla eficaz de muestras biológicas mantenidas en micro tubos de 1,5 ml a 50 ml. Los rotadores Hermann se utilizan en una gran variedad de aplicaciones como precipitaciones inmunitarias, prevención de coagulación de la sangre y diagnósticos de látex.

HR-NZ-ES-PRO

LCD Digital Rotator



LCD display



Adjustable angle



Wide range of accessories



Performance Highlights

- Electronic adjustment of speed and time
- LCD display speed and time
- Speed range from 10 to 70rpm
- Rolling action gives gentle but effective mixing
- Adjustable mixing angle from 0 to 90°

Características Destacadas

- Ajuste electrónico de velocidad y tiempo
- Visión de velocidad y tiempo en pantalla LCD
- Rango de velocidad de 10 a 70 rpm
- El balanceo brinda una mezcla suave y efectiva
- Ángulo de mezcla ajustable de 0 a 90 °

HR-NZ-ES-W

Economical Rotator



Performance Highlights

- Provides gentle and effective mixing of biological samples
- Adjustable speed range from 0 to 80 rpm
- Wide variety of accessories available

Características Destacadas

- Proporciona una mezcla suave y eficaz de muestras biológicas
- Rango de velocidad ajustable de 0 a 80 rpm
- Amplia variedad de accesorios disponibles

Specifications	HR-NZ-ES-PRO	HR-NZ-ES-W
Voltage	100~240V,50/60Hz	100~240V,50/60Hz
Motor type	DC motor	DC motor
Tilt Angle	0~90°	-
Timer display	LCD	Scale
Power	40W	20W
Speed range	10~70 rpm	0~80 rpm
Speed display	LCD	Scale
Timer	1~1199 min	-
Operation Mode	Continuous / Timer	Continuous
Dimension (DxWxH)	280×210×300mm	300×220×310mm
Permissible ambient temperature and humidity	5~40°C, 80%	5~40°C, 80%
Protection class	IP21	IP21

» Rotators |

HR-NZ-EK-PRO

LCD Digital Rotator



LCD display



Wide range of
accessories

Performance Highlights

- Electronic adjustment of speed and time
- LCD display speed and time
- Speed range from 10 to 70 rpm
- Provides gentle but effective rolling
- Wide variety of accessories available

Características Destacadas

- Ajuste electrónico de velocidad y tiempo
- Visión de velocidad y tiempo en pantalla LCD
- Rango de velocidad de 10 a 70 rpm
- El balanceo brinda una mezcla suave y efectiva
- Amplia variedad de accesorios disponibles

HR-NZ-EK-W

Economical Rotator



Performance Highlights

- Provides gentle but effective rolling
- Adjustable speed range from 0 to 80 rpm
- Wide variety of accessories available

Características Destacadas

- Proporciona una mezcla suave y eficaz
- Rango de velocidad ajustable de 0 a 80 rpm
- Amplia variedad de accesorios disponibles

Specifications	HR-NZ-EK-PRO	HR-NZ-EK-W
Voltage	100~240V,50/60Hz	100~240V,50/60Hz
Motor type	DC motor	DC motor
Timer display	LCD	Scale
Power	40W	20W
Timer	1~1199 min	-
Speed range	10~70 rpm	0~80 rpm
Speed display	LCD	Scale
Operation Mode	Continuous / Timer	Continuous
Dimension (DxWxH)	220×510×260mm	150×530×190mm
Permissible ambient temperature and humidity	5~40 °C, 80%	5~40 °C, 80%
Protection class	IP21	IP21

Hermann



*Your professional manufacturing supplier
of Laboratory Products*



Distributor in Argentina



instrumentalia

Gral. Urquiza 706 C1221ADF Bs. As. Argentina

Tel.: (54-11) 4932-3000 Fax: (54-11) 4931-6600

E-mail: instrumentalia@pemint.com

<http://www.instrumentalia.com.ar>